

NEW Aufbereitung von ZEG-Spitzen

Die Lösung zur effektiven maschinellen Aufbereitung von ZEG-Spitzen in Steelco RDG



Die Entfernung von Zahnstein wird mit speziell dafür vorgesehenen Geräten vorgenommen. Steelco bietet herstellerunabhängig, für unterschiedlichste Formen der Spitzen, eine professionelle und validierbare Lösung an.

Der ZEG-Einsatz erlaubt das flexible Bestücken mit bis zu 3 Spitzen pro Aufsatz. Dazu werden ein, oder mehrere Anschlüsse für die Handstücke jeweils mit dem ZEG-Einsatz versehen.

Der ZEG-Einsatz besteht aus hochwertigem flexiblem Silikon, ausgelegt für eine lange Lebensdauer.



Der ZEG-Einsatz ist kompatibel mit dem Steelco-Korbwagen für die Handstücke.



Verschleißfreier Feinfilter zur Verhinderung des Einsülens von Partikeln.

Headquarters
STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27
31039 Riese Pio X (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7561
Fax +39 0423 75528
e-mail: steelco@steelcospa.com

www.steelcospa.com

Branches

STEELCO HUNGARY
Temesvár u., 19-21
1116 Budapest - Hungary
e-mail: steelco@t-online.hu

STEELCO DENMARK
Lottenborgvej, 24
2800 Kgs. Lyngby - Denmark
steelco-denmark@steelcospa.com

STEELCO USA
999 Stinson Way - Unit 307
West Palm Beach, FL 33411 USA
e-mail: steelco-usa@steelcospa.com

STEELCO INDIA
Plot No. 877, Sector 40,
Gurugram - 122001 - Haryana - India
steelco-india@steelcospa.com

STEELCO ASIA
6th floor, Suite 16, IOI Business Park - Persiaran Puchong Jaya Selatan
Bandar Puchong Jaya - 47100 Puchong, Selangor - Malaysia
e-mail: steelco-asia@steelcospa.com

STEELCO MEXICO
Calle Guadalupe, 16 - Colonia Pueblo Nuevo,
Delegación La Magdalena Contreras, 10640 CDMX - Mexico
steelco-mexico@steelcospa.com