

Quale livello di trattamento desideri per i tuoi endoscopi?
Adesso puoi scegliere il processo più adatto e sicuro!



DOPPIA CONFORMITA' ISO 15883-4 E ISO 14937



La prevenzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria multi-farmaco (HAI) è diventata una questione prioritaria e una grande sfida per i medici.

Per un migliore controllo dell'HAI, in linea con le esigenze dei clienti e gli ultimi requisiti di ricondizionamento degli endoscopi, Steelco S.p.A. è lieta di informarvi che i modelli di disinfezione automatica degli endoscopi **EW 1** ed **EW 1 S** utilizzati in combinazione con **prodotti chimici SteelcoXide** possono rivendicare una **doppia conformità**:

- Disinfezione di alto livello (HLD) secondo la EN 15883-4
- Sterilizzazione liquida (LS) secondo la EN 14937

una combinazione presente all'interno della stessa lavaendoscopi selezionando semplicemente il ciclo desiderato dal display della macchina.

Questo è **un passo avanti nel miglioramento della sicurezza** riguardo il ricondizionamento degli endoscopi, perchè siamo riusciti a dare la possibilità di scegliere il ciclo giusto in relazione alle esigenze di reparto, in base cioè all'analisi del rischio valutata per procedura specifica, per endoscopio e storia del paziente.

I vantaggi del perossido d'idrogeno rispetto all'acido peracetico:

- Maggiore durata, migliore gestione delle scorte
- Odore limitato
- Eccellente compatibilità dei materiali



Steelco Chemicals



EW 1



EW 1 S



Steelco

Follow us

